

GlowSha Pro

Masajeador facial tipo gua sha con calor, vibración y luz

Antes del primer uso

Lee este manual completo. Revisa que el dispositivo y el cable no presenten daños. Carga el equipo con un adaptador compatible y mantenlo fuera del agua.

Cómo utilizarlo

1. Carga el equipo y limpia la superficie de contacto antes del primer uso.
2. Aplica un sérum o aceite facial suave para permitir que el dispositivo se deslice sin tirar de la piel.
3. Comienza con la intensidad y temperatura más bajas.
4. Desliza desde el centro del rostro hacia el exterior y desde la mandíbula hacia arriba, con presión ligera.
5. Evita ojos, párpados y la parte frontal del cuello. Apaga y limpia el equipo al terminar.

Frecuencia recomendada

Comienza con sesiones de 3 a 5 minutos, 2 o 3 veces por semana. Reduce la frecuencia si notas sensibilidad y evita combinarlo el mismo día con procedimientos o exfoliantes intensos.

Producto cosmético compatible

Usa un sérum acuoso o aceite facial no irritante. No lo utilices sobre productos fotosensibilizantes sin consultar sus instrucciones.

Cuidado y seguridad

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Limpieza y conservación

Apaga el equipo y limpia la superficie con un paño suave ligeramente humedecido. Seca por completo antes de guardarlo. No lo sumerjas ni lo utilices durante la carga.

No utilizar o consultar antes

No usar sobre heridas, infecciones, piel muy irritada, ojos, tiroides o zonas con sensibilidad alterada. Consulta antes si estás embarazada, tienes epilepsia fotosensible, utilizas marcapasos u otro implante, o recibes tratamientos dermatológicos o faciales.

Contenido esperado

1 dispositivo GlowSha Pro, 1 cable de carga y los accesorios incluidos por el proveedor.

Aviso: este es un dispositivo cosmético de uso doméstico. La experiencia y los resultados pueden variar. No sustituye diagnóstico, atención ni tratamiento médico. Suspende el uso si aparece dolor, ardor, irritación persistente, mareo o cualquier reacción inesperada.