

PureGlow Ultrasonic

Espátula ultrasónica para complementar la limpieza facial

Antes del primer uso

Lee este manual completo. Revisa que el dispositivo y el cable no presenten daños. Carga el equipo con un adaptador compatible y mantenlo fuera del agua.

Cómo utilizarlo

1. Carga el dispositivo entre 3 y 4 horas antes del primer uso.
2. Lava tus manos y humedece bien el rostro con agua tibia. El cabezal debe deslizarse siempre sobre piel húmeda.
3. Selecciona el modo. Mantén la espátula aproximadamente a 30-45 grados y realiza movimientos lentos, sin presionar.
4. Evita mantener el cabezal inmóvil y no pases repetidamente sobre una zona sensible.
5. Apaga el equipo y limpia únicamente el cabezal al terminar.

Frecuencia recomendada

Comienza con 1 sesión semanal de 3 a 5 minutos. Si tu piel lo tolera, puedes usarlo hasta 2 veces por semana. Evita combinarlo el mismo día con exfoliantes fuertes, retinoides o ácidos.

Producto cosmético compatible

Para el deslizamiento utiliza agua o un tónico acuoso suave. En modo de aplicación cosmética, usa únicamente sérums acuosos y no irritantes. No utilices aceites espesos sobre el cabezal.

Cuidado y seguridad

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Limpieza y conservación

Apaga el equipo. Limpia el cabezal con un paño suave ligeramente humedecido y después sécalo. No sumerjas el dispositivo, no lo enjuagues bajo el grifo y no lo uses durante la carga.

No utilizar o consultar antes

No usar sobre heridas, quemaduras, acné inflamado, infecciones, dermatitis activa ni alrededor inmediato de los ojos. Consulta a un dermatólogo si recibes tratamiento cutáneo, tienes sensibilidad reducida o una condición de la piel.

Contenido esperado

1 dispositivo PureGlow Ultrasonic, 1 cable de carga y los accesorios incluidos por el proveedor según la variante elegida.

Aviso: este es un dispositivo cosmético de uso doméstico. La experiencia y los resultados pueden variar. No sustituye diagnóstico, atención ni tratamiento médico. Suspende el uso si aparece dolor, ardor, irritación persistente, mareo o cualquier reacción inesperada.